







製品仕様	
対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	室温+20～270℃
機能	プログラム運転
ヒーター	シーズヒーター1100W
温度センサー	K熱電対
庫内容量	30ℓ
棚板・棚板レール	260×275・2セット

機械銘板	
品名	定温乾燥器
型番	0FP-300V-R
電源	AC100V・50Hz/60Hz・1150W
LOT No.	

訂正	・	・					殿			名称	No.
	・	・								定温乾燥器 OFP-300V-R	
	・	・	担当	設計	製図	検図	寸法	縮尺	年月日	図面	図面番号
	・	・						1:7	2018/09/21	製品図	IS-ET-121312