


Instruction Manual

取扱説明書

ポンベ運搬機

この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

外 観 図



<特 徴>

- ・直径300mmまでのポンベを安全に運搬できます。
- ・ポリエチレン製なので軽量で火花の発生がありません。

仕 様

品 番	型 番	タイプ	材 質	耐荷重 (kg)	サイズ (mm)	本体重量 (kg)
1-7008-01	7301-C G	1本用	P E ポリエチレン	113	570×650×1170	14

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません


Instruction Manual

取扱説明書


ボンベ運搬機

この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

外 観 図



正 面



背 面

<特 徴>

- ・ 直径300mmまでのボンベを安全に運搬できます。
- ・ ポリエチレン製なので軽量で火花の発生がありません。

仕 様

品 番	型 番	タイプ	材 質	耐荷重 (kg)	サイズ (mm)	本体重量 (kg)
1-7008-02	7302-C G	2本用	P E ポリエチレン	225	930×670×1150	27.5

■商品についてのお問い合わせは

フリーダイヤル



0120-700-875

FAX 0120-700-763

E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません