

☆ 取扱説明書 ☆

品 名 カ ス ト 台

《1 個用 - 中, 1 個用 - 大, 2 個用 - 中, 2 個用 - 大》

I. 使用用途と特徴及び取扱上の注意

1. 使用用途 カスト缶を入れる台として使用します。
2. 特 徴 足で踏み込むだけで、カスト缶の蓋の開閉が自在, 作業効率のよい商品です。
3. 取扱上の注意
 - ① 床面が凸凹状態のところでの押し歩きは、キャスター等の故障のもととなりますので、その様なところでの使用はしないで下さい。
 - ② ステンレス板の切断面に直接、手を触れないで下さい。

II. 材質及び規格

1. 材 質 本体／ステンレス
 キャスター／Φ50mm
2. 規 格 1 個用中 ／ Φ180mm カスト用
 1 個用大 ／ Φ270mm カスト用
 2 個用中 ／ Φ180mm カスト用
 2 個用大 ／ Φ270mm カスト用

発 売 元

株式会社 井内盛栄堂