

・手巻き式です。ネジ巻きが必要です。


きつく巻きすぎると破損しますので注意下さい。

・使用/保管環境： -10℃～+40℃

ホコリっぽい所、高湿度な所、腐食性の高い所は不適です。

高磁力、太陽光、ショックは避けて下さい。

定期的に点検して下さい。



表示部カバーの材質はアクリル(PMMA)です。

お手入れされる場合は、水拭きして下さい。

アルコールやシンナー等の溶剤系の薬品で拭かないでください。

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

第3版 2017年1月作成