



取扱説明書

ナビスメイトワゴン NM-5N (0-5596-11)

ナビスメイトワゴン NM-6N (0-5596-12)

特徴

- 軽量化を図ることにより、さらに使いやすくなりました。
- 楽な姿勢で書記や作業が行える高さです。
- NM-6Nは開き戸タイプのボックスがついていますので、小物等を収納できます。

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 天板及び引き出しは樹脂製ですので、強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。
- ⑤ 上段だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し転倒する恐れがありますのでご注意願います。
- ⑥ 引き出しは必要以上に強く引っ張り出さないで下さい。抜け落ちる恐れがあります。

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル		0120-711-875
	F A X	0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		