

《取扱説明書》

品名	MRI室用スタンド式血圧計
型番	0-9482-01
取扱上の注意	<p>床面が平滑なところでご使用ください。凸凹状態のところでの押し歩きはキャスター等の破損の原因となります。</p> <p>体重をかけるなど歩行器がわりにしようしないで下さい。 シャフトの破損などによる転倒などが原因となります。</p> <p>組み立ての際にはボルトなど緩まなくなるまで締めて、御使用ください。また高さ調節ボルトが緩んでいないことをご確認の上、ご使用ください。</p> <p>キャスターや締め付けねじなどに緩みやがたつきなどが発生した場合には直ちにご使用をやめ販売店にご連絡ください。</p>
仕様	キャスターφ75mm
材質	アルミニウム 真鍮 ステンレスSUS304
寸法	500*500*1100~1400

▲アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません