

取扱説明書

Instruction Manual

キャビボックス


navis*

8-2310-21 ST1-525


8-2310-22 ST1-440

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図



ST1-525



ST1-440

⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 平坦な場所でご使用ください。
- 本体・引出しなどに薬品などが付着したらすぐに拭き取ってください。長時間放置すると変色する恐れがあります。
- 安全に配慮して製造していますが、板の切断面には直接手を触れないでください。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 異常があった場合は使用を中止してください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 天面に重量物を載せたり、人が乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 引出しを必要以上に強く引っ張り出さないでください。抜け落ちてけがをすることがあります。

お手入れ方法

- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。
その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。
- 漂白剤やクレンザーはフレーム・引出しなどを傷めるので、使用しないでください。

仕様

品番	8-2310-21	8-2310-22
型番	ST1-525	ST1-440
サイズ	幅586×奥行222×高さ350mm	幅466×奥行222×高さ642mm
引出し内寸	幅84×奥行212×高さ51mm	
引出し数	5列×5段	4列×10段
重量	8.7kg	16.5kg
材質	本体/スチール 引出し/GPS (強化プラスチック) 仕切板/PS (ポリスチレン)	
付属仕切り板	25枚	40枚

交換部品

品名	交換用仕切り板セット
品番	8-2310-11
型番	ST1-divider
入り数	10枚

Made in TAIWAN

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	キャビボックス
型 式	ST1-525, ST1-440
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



0120-700-763 (フリーダイヤル)



http://help.as-1.co.jp/q



アズワン株式会社