


保護ゴム付き吸引ろ過ビン

取扱説明書

型番 GART-01
GART-02
GART-03



本品をお買い求めくださりありがとうございます。
この粉碎器は当社独自に開発しました装置で、下部の粉碎スターラー（別売り）と合わせて使用します。
10～20グラム内外の粉碎に適したもので新規特許を申請中です。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル




0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

平成17年9月30日
第一版作成

1 寸法



型番 容量	GART-01 500ml	GART-02 1000ml	GART-03 2000 ml
D mm	110	140	170
GD mm	140	170	200
H mm	160	190	240
GH mm	170	200	250
ND mm	約40	約40	約40
d mm	32	37	39
全重量 kg	0.9	1.25	1.95

2 材質

吸引ビン本体

当社カタログ 「吸引ろかビン 6-127-04~06」に相当

保護ゴム

ウレタン

完