

取扱説明書

滅菌バッグ作業台 MBW

取扱上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② ステンレス板及び、パイプの切断面には直接手を触れないで下さい。
- ③ 必ずキャストストッパーをかけた状態で作業して下さい。
- ④ 耐荷重は70kg/fですのでそれ以外の物は乗せないで下さい。
- ⑤ 上部の各棚には滅菌バッグ、テープ類以外の物は乗せないで下さい。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル:0120-711-875

FAX:0120-700-763

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません