



特徴

- 別売りのロールベルト(0-2704-01)を巻き、脚を保持するのに使用します。
- 脚に負担のかからない構造になっています。

取扱い上の注意

- ① 下肢架台の上に乗らないで下さい。破損・変形の原因となります。
- ② 金属の切断面には触れないで下さい。
- ③ 別売りのロールベルト(0-2704-01)以外の物を使用する場合は、緩みやはずれが無いことをお確かめの上でお使い下さい。
- ④ 下肢架台としての使用用途以外にはお使いにならないで下さい。

 アズワン株式会社	
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター	
フリーダイヤル >	 0120-711-875
	> FAX 0120-700-763
問合せ専用URL >	http://help.as-1.co.jp/q
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません	