

取扱説明書

Instruction Manual

手指補助グローブ

TYG-M
TYG-L

ご購入誠にありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

使用上のご注意

● 取扱い注意

- ・本商品を、火気及び加熱されたものの近くには絶対に置かないでください。
- ・繰り返しの使用により滑り止めが磨耗し、滑り止めが弱くなる場合があります。使用前に必ず確認し、磨耗している場合は、すぐに使用を中止して下さい。

● 特長

- ・手の中央部分に滑り止めがついています。
- ・手首のマジックテープのベルトでサイズが調節できます。
- ・メッシュ素材で通気性を確保しています。
- ・左右兼用の仕様です。

● 洗濯方法/洗濯時の注意

- ・お洗濯は手洗いをしてください。商品が縮む可能性があります。
- ・乾燥機はお使いいただけません。
- ・マジックテープは必ず留めた状態でお洗濯下さい。



● 材質

表地/ポリエステル100% (抗菌防臭)
裏地/ポリエステル65%・綿35% (吸汗・速乾)
マジックテープ/ナイロン100%

● 入り数：片手入り

● 内容物：本体、取扱説明書

使用方法



AS ONE **アズワン株式会社**

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません