

取扱説明書

0-5705-01 滅菌カストコンテナカート NCC-8

0-5705-02 滅菌カストコンテナカート NCC-12

1. 特徴

滅菌カストやコンテナの収納や搬送カートとして、毎日の出し入れ作業の効率を高めるために両面出し入れが出来るスライド式トレイ棚を採用し、棚前面には回転式ローラー型バーを施し、カストコンテナを滑りやすくしています。

2. 取扱い上の注意

- ①平坦な床でご使用下さい。
- ②ステンレス板及びパイプの切断面には直接手を触れないで下さい。
- ③搬送する場合は引き出し等を元の位置に戻してから行って下さい。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル: 0120-711-875

FAX: 0120-700-763

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません