

☆ 取 扱 説 明 書 ☆

品 名

MRⅠ室用手洗台

《 KM - 1(1個用) 0-5699-01 》

《 KM - 2(2個用) 0-5699-02 》

I. 使用用途と特徴及び取扱上の注意

1. 使用用途 MRⅠ室での手洗用のワゴンとして使用します。
2. 特 徴 ステンレス製ですので耐久性に優れ、いつまでも美しく使用できます。1 個用と 2 個用のタイプの二種類を揃えています。
3. 取扱上の注意
 - ① 床面が凸凹状態のところでの押し歩きは、キャスター等の故障のもととなりますので、その様なところでは使用しないで下さい。
 - ② 本体の大半がステンレスのパイプのみで作製されており、比較的軽量であるため、勢いよく押したり、引きますと転倒することもありますので注意してご使用ください。

II. 材質及び規格

1. 材 質 ステンレスSUS304
キャスター／ステンレスキャスターΦ50mm
2. 寸 法 KM-1／ (幅)350×(奥行)310×(高さ)800mm
KM-2／ (幅)670×(奥行)310×(高さ)800mm
3. 洗面器寸法 適用サイズ／Φ320mm (手洗鉢は別売となります)

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません