

取扱説明書

お買い上げ頂き誠に有り難う御座います。

使用方法

平らな計り易い所でお使い下さい。

Aを固定致します、Aに付いているメジャーを平らにし、

Aの所に頭を合わせBの方に足が来るように致します

Bは、スライド（移動板）を右左にスライドしながら計ります。

足と移動板の接点が身長の高さになります

商品は持ち運びがしやすいく又簡易的に作られています。



アズワン株式会社
カスタマー相談センター
TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)
FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)
受付時間 : 午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。