



FAクランプ 各種荷重表

FAクランプ (水平支持)

	A (mm)	B (g)
FAC-3	330	700
FAC-2	240	150 (200)
FAC-D1	285	1000
FAC-D2	300	800

FAクランプ ムッフ付

	A (mm)	B (g)
FAC-3H	330	700
FAC-2H	260	150 ()
FAC-DH1	310	1000
FAC-DH2	320	800

FAクランプ (90度支持)

	A (mm)	B (g)
FAC-3	110	1200
FAC-2	100	350 (600)
FAC-D1	120	1400
FAC-D2	120	1300

FAクランプ ムッフ付 (90度支持)

	A (mm)	B (g)
FAC-3H	140	1000
FAC-2H	130	200 ()
FAC-DH1	145	1000
FAC-DH2	145	1200

FAクランプ (クランプ用をスタンドで使用。90度支持)

	A (mm)	B (g)
FAC-3	230	1700
FAC-2	155	300 (500)
FAC-D1	200	1700
FAC-D2	220	1600

FAクランプ スタンド用 (スタンド用。90度支持)

	A (mm)	B (g)
FAC-3S	260	1200
FAC-2S	210	180 ()
FAC-D1S	220	1000
FAC-D2S	230	1000