




2-8093-01



名 称		番 号	
①	本体	1	アルミ型材
②	シリンダー掛け	2	A85
④	水受けトレイ	2	PP
⑤	キャスター	4	φ65 ナイロン歯 2対ストッパー付
⑥	SUS バイブ	1	SUS 304
⑦	天板	1	グリップ化粧ボード
⑧	カーテン	1	軟質塩化ビニール 型紙

バスケット：鉄型、炭型 はオプション



訂 正	・	アズワン株式会社 商 号 設 計 製 図 検 査 T.S 法 昌				名 称 TITLE ドライカート		図 面 番 号 DWG NO 82
	・					図 面 PROJECT NAME 仕様図		
	・					寸 法 SIZE W809×D485×H1100		
	・					縮 尺 SCALE 1:10		
				年 月 日 DATE				