


体圧分散+ずれ吸収能力を備えた
ジェルトロンクッション。
硬さの違う2枚のジェルで圧を大幅軽減。


ジェルトロンとは？

リップクリーム等に使用される
「ミネラルオイル」と、オムツ等に
使用される「ポリマー」でできた
多層立体格子状ジェルです。
(FDA 認可の原料を使用しています。)



品番 GTC2SS / GTC2-40S
材質 カバー：ポリエステル (裏面滑り止)
中身 : ジェルトロン、高通気フォーム
重量 S 約 2.2 kg / 40タイプ約 2.37kg

商品特長



- 坐骨の部分を程よく沈め、その他の部分は優しく支えます。接地面が増えることにより、体圧をしっかり分散してくれます。
- 2枚のジェルを組み合わせにより、圧力を軽減し、座位を安定させます。
- 床ずれの原因である、ずれ力、ねじれなどあらゆる外力を軽減します。

こんな方へおすすめ！

- お尻が痛い。
- 車いすに座る時間が長い。
- 失禁などあり、洗いたい。
- 床ずれ対策をしたい。
- 体圧による発赤がみられる。
- 臀部痛みにより緊張が強い。



- 立体格子形状なので、通気性抜群です。
- 汚れた場合は洗っていただくことができる為、衛生的です。
(アルコール消毒も可。)

製造・販売元

株式会社 パシフィックウエーブ **PACIFIC WAVE**

本社: 京都府舞鶴市京田187-1 〒624-0823

TEL 0773-75-8688 FAX 0773-78-9035

ホームページ: <http://www.pacificwave.co.jp>