



ジェルترونクッション シングル S (M)



体圧分散+ずれ吸収能力を備えた
ジェルترونクッションの
スタンダードモデル。

ジェルترونとは？

リップクリーム等に使用される
「ミネラルオイル」と、オムツ等に
使用される「ポリマー」でできた
多層立体格子状ジェルです。
(FDA 認可の原料を使用しています。)



品番 Sサイズ GTC1S / Mサイズ GTC1M
材質 カバー：ポリエステル（裏面滑り止）
中身：ジェルترون
重量 Sサイズ 約 1.18kg Mサイズ 約 1.33kg

商品特長



坐骨の部分を程よく沈め、その他の
部分は優しく支えます。接地面が
増えることにより、体圧をしっかりと
分散してくれます。



ずれ力、ねじれ力、振動も吸収します。
車での振動、砂利道等の不快感を吸収し、
ご利用者様にかかるあらゆる外力を軽減
します。



立体格子形状なので、通気性も抜群です。
汚れた場合は洗っていただくことが
できる為、衛生的です。
(アルコール消毒も可。)

こんな方へおすすめ！

- お尻が痛い。
- 洗いたい。
- 長時間車を運転する。
- 長時間のデスクワークをしている。

製造・販売元

株式会社 パシフィックウェーブ **PACIFIC WAVE**

本 社：京都府舞鶴市京田187-1 〒624-0823

TEL 0773-75-8688 FAX 0773-78-9035

ホームページ: <http://www.pacificwave.co.jp>