

取扱説明書

Instruction Manual

体位変換&固定ビーズクッション

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

使用上のご注意

- ・使用方法が不適切な場合等において、生命、身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師、専門家とのご相談の上、ご使用ください。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れ等皮膚に異常を感じた際は、直ぐ仕様を中止してください。

特 長

- ・クッションの端には、介助者が扱いやすいように2か所の持ち手がついています。
- ・マイクロビーズクッションはやわらかく、人の体にフィットします。
- ・カバーは取り外して、洗濯が可能です。（洗濯可、脱水可、乾燥機可）


洗 濯 方 法

- ・外側のカバーのみ取り外して洗濯していただけます。クッション本体は洗えません。
- ・塩素系漂白剤のご使用はお避けください。

仕 様

材 質：クッション本体／中材:発泡ポリスチレン、側地／ポリエステル80%・綿20%
クッションカバー／ポリエステル100%

サイズ：650×300×190mm



※替えカバー（7-7477-11）のみの販売もございます。

アズワン株式会社

■商品に関するお問い合わせ

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

MADE IN JAPAN
2019年10月初版作成