








製品仕様	
対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	室温+20～270℃
機能	プログラム機能
ヒーター	シーズヒーター1300W
温度センサー	K熱電対
庫内容量	91ℓ
棚板・棚板レール	360×425・2セット

機械銘板	
品 名	定温乾燥器
型 番	OFP-450V-R
電 源	AC100V・50Hz/60Hz・1350W
LOT No.	



訂正	・	・					殿 名称 定温乾燥器 OFP-450V-R			No.	
	・	・									
	・	・	担当	設計	製図	検図	寸法	縮尺 1:10	年月日 2018/09/21	図面 製品図	図面番号 IS-ET-121412
	・	・									