



通気孔フタ
(SUS304-2B、t=0.6)

通気孔
(SUS304-2B、t=0.6)

ヒンジ
(SPCC、t=2.0)



製品仕様	
対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	室温+20~270°C
機能	プログラム運転
ヒーター	シーズヒーター1400W
温度センサー	K熱電対
庫内容量	150ℓ
棚板・棚板レール	430×575・2セット

機械銘板	
品名	定温乾燥器
型番	OFP-600V
電源	AC100V・50Hz/60Hz・1450W
LOT No.

シリーズラベル
(ETTAS)


扉
(SPCC、t=0.8)
扉カバー
(SUS443J1、t=1.0)

警告シール
(可燃性物質)

警告シール
(爆発性可燃性物質)


商品名ラベル

パネル
(SPCC、t=0.8)



機械銘板
(電源表記有り)

ブレーカー



本体
(SPCC、t=0.8)

背面蓋
(SPCC、t=0.8)

ベース
(SPCC、t=1.2)

ファンモーター

ゴム脚
(難燃性)

名称	定温乾燥器 OFP-600V	No.	
図面	製品図	図面番号	IS-ET-121611

アズワン株式会社

担当 設計 製図 検図 寸法

縮尺 1:10

年月日 2018/09/21

訂正