






製品仕様	
対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	室温+20～270℃
機能	プログラム運転
ヒーター	シーズヒーター1100W
温度センサー	K熱電対
庫内容量	30ℓ
棚板・棚板レール	260×275・2セット

機械銘板	
品 名	定温乾燥器
型 番	0FP-300V
電 源	AC100V・50Hz/60Hz・1150W
LOT No.	.....



訂正	・	・					殿	名称	定温乾燥器 0FP-300V	No.						
	・	・														
	・	・						担当	設計	製図	検図	寸法	縮尺	年月日	図面	図面番号
	・	・											1:7	2018/09/21	製品図	IS-ET-121311