







製品仕様	
対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	室温+20～270℃
機能	プログラム機能
ヒーター	シーズヒーター1300W
温度センサー	K熱電対
庫内容量	91ℓ
棚板・棚板レール	360×425・2セット

機械銘板	
品 名	定温乾燥器
型 番	OFP-450V
電 源	AC100V・50Hz/60Hz・1350W
LOT No.	



訂正	.	.	アズワン株式会社				殿			名称	定温乾燥器 OFP-450V	No.
	.	.								図面	製品図	図面番号
	.	.	担当	設計	製図	検図	寸法	縮尺	年月日			
	.	.						1:10	2018/09/21			