



製品仕様	
対流方式	強制対流方式
温度調節範囲	室温+20~270℃
機能	タイマー
ヒーター	シーズヒーター1400W
温度センサー	K熱電対
庫内容量	150ℓ
棚板・棚板レール	430×575・2セット

機械銘板	
品名	定温乾燥器
型番	OF-600V
電源	AC100V・50Hz/60Hz・1450W
LOT No.



訂正	・	・					寸法	縮尺	年月日	名称 定温乾燥器 OF-600V	No.
	・	・									
	・	・									
	・	・									
			担当	設計	製図	検図		1:10	2018/09/21	図面 製品図	図面番号 IS-ET-111611