

## 製品情報シート

SJ18-190307-1

作成日:2019年3月7日

改定日:

## 1. 製品及び会社情報

製品名	クリーンノール ニトリル手袋 ショート
製品コード	8-5687-**
会社名	アズワン株式会社
住所	〒550-8527 大阪市西区江戸堀 2-1-27
担当部門	品質保証部
電話番号	06-6447-8614
FAX番号	06-6447-8664

## 2. 危険有害性の要約

危険有害性	常温の取り扱いでは特に危険性はない。
-------	--------------------

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
成分(主成分)	ブタジエン・アクリロニトリル共重合体 安定剤他

## 4. 応急措置

特別な応急措置が必要となる危害要因はない。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	水、二酸化炭素、ドライケミカル、泡消火剤
消火方法	消火活動時は、適切な保護具を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	漏出の可能性はないため、特になし。
環境に対する注意事項	公共水域や野外に排出され、環境への影響を起こさないよう注意する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

本製品は、一般的な材料特性に適合した取り扱いをお願いいたします。

## 取扱い上の注意事項

本製品は可燃物のため、熱源、火源には近づけないでください。

## 保管上の注意事項

火気、直射日光、水漏れなどに注意し、多湿環境を避けて常温屋内(<35℃)に保管してください。

段ボール箱での保管は、荷崩れにご注意してください(<8段積)。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### ばく露防止

該当なし。

製品を用いた作業においてガス、粉塵などが発生するときは、局所排気装置などを使用し、適切な換気を行う。

### 保護措置

必要に応じて、マスク、保護メガネなどを着用する。

## 9. 物理的及び化学的性質安全性

色	青色
臭気	僅かな臭気

## 10. 安定性及び反応性

安定性	常温では安定。
可燃性	あり。燃焼により有害なガス、煙が生じる。

## 11. 有害性情報

急性毒性・慢性毒性	特になし。
その他の毒性	特になし。

## 12. 環境影響情報

生体毒性	特になし。 海洋生物や鳥類が摂取することを防止するため、海洋や水域への投棄、放出はしない。
------	--

## 13. 廃棄上の注意

「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に従って焼却又は埋立てを行う。  
地方自治体の規制がある場合は、それに従う。

## 14. 輸送上の注意

輸送規制はなし。水漏れ及び荷崩れ防止の措置を行う。  
包装を傷付けたり、破損させるような乱暴な取り扱いを禁止。

## 15. 適用法令

UN Class	情報なし。
IMDG	情報なし。
輸送規制	該当なし。

## 16. その他の情報

本製品は一定形状をなす固形物であり、SDS対象外となりますので、本データは参考としてご使用ください。  
本データは現時点で入手可能な資料や情報に基づき、通常の取り扱いを対象に作成しており、記載のデータや評価は情報提供であって、いかなる保証をなすものではありません。