

# 抗がん剤対策 簡易保護キット

## CSK-1000IVH

毎日の抗がん剤調製にお使いいただける低価格な抗がん剤対策簡易保護キット！

**30キット／セット 価格：29,800円！**



### ガウン・グローブ

抗がん剤耐性テストデータ取得  
(ASTM規格)※1

### アイシールドマスク

ASTM規格準拠  
※1

**安心 安全**

※1：ASTM・・・米国試験材料協会

**抗がん剤調製業務に必要なディスポタイプの  
個人防護具(PPE) 等が1キットになっています。**

● ガウン

防水加工を施したポリプロピレンスパンボンド不織布製。(手首にはニットカフ付。)  
抗がん剤から衣服を保護します。

● グローブ

ニトリル製。2枚重ねで使用します。抗がん剤から手指を保護します。

● アイシールドマスク

アイシールドと高性能フィルターで飛沫から作業者を保護します。

● キャップ、シューズカバー

軽くて通気性に優れています。

● 吸水シート

調製時の下敷きとして使用します。シート内部が吸水性素材、裏面は薬液を透過させないプラスチックフィルムからなるディスポタイプのシートです。(最大吸水量120g)

● 吸水紙

安全キャビネット内や床などにこぼれが発生した際の拭き取りに使用します。

● バイオハザード袋 (チャック付)

安全キャビネット内で調製後、抗がん剤や調製に使用した器具など医療廃棄物を入れます。密閉可能なジッパー付き。

**抗がん剤投与時の医療従事者の個人防護具(PPE)としてもお使いいただけます。**

# 1キット内容

| 内 容             | 数 量  |
|-----------------|------|
| ガウン             | 1 枚  |
| グローブ            | 2 双  |
| アイシールドマスク       | 1 枚  |
| キャップ            | 1 枚  |
| シューズカバー         | 1 双  |
| 吸水シート           | 1 枚  |
| 吸水紙             | 10 枚 |
| バイオハザード袋（チャック付） | 1 枚  |

|       |             |
|-------|-------------|
| 型 式   | CSK-1000IVH |
| 入 り 数 | 30キット／セット   |
| 価 格   | ¥ 29,800    |

## ● 使用上の注意 ●

- \*本品はディスプレイ製品です。一回限りの使用で再使用しないでください。
- \*本品は手術用ではありません。
- \*本品は滅菌していません。
- \*本品で熱いものに触れないでください。
- \*本品を使用中に、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師による適切な処置を受けてください。
- \*汚れやその他外観不良が認められた場合は、使用しないでください。
- \*刃物などの鋭利な器具に触れると、破れたり穴が開くことがありますので、ご注意ください。
- \*薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、ご注意ください。
- \*本品の内容は改良などにより変更することがあります。

本 社 ☎ 06-6765-0223(代) FAX: 06-6765-0236  
 東 京 支 店 ☎ 042-365-3245(代) FAX: 042-367-0382  
 札 幌 支 店 ☎ 011-786-7203(代) FAX: 011-786-7204  
 仙 台 営 業 所 ☎ 022-349-9525(代) FAX: 022-349-9794  
 つ く ば 営 業 所 ☎ 029-855-7401(代) FAX: 029-855-7403  
 名 古 屋 営 業 所 ☎ 052-910-3275(代) FAX: 052-911-0300  
 福 岡 営 業 所 ☎ 092-235-3490(代) FAX: 092-235-3491  
 広 島 出 張 所 ☎ 082-427-6789(代) FAX: 082-427-6790  
 高 松 出 張 所 ☎ 087-815-5105(代) FAX: 087-815-5117  
 羽 曳 野 工 場 ☎ 072-958-1919(代) FAX: 072-956-1345

● 代理店・特約店

● 制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況・庫内の試料配置条件などにより異なります。● 当カタログ掲載品は、改良により仕様など変更する場合があります。● カタログ上の製品の写真は、現状の製品と異なるケースがあります。  
 ● 価格には消費税は含まれていません。● 価格には搬入費などは含まれていません。● 詳細仕様につきましては、弊社の最寄り営業所までお問い合わせください。● 製品をご購入の際は、あらかじめ、弊社営業担当者と十分に内容をご確認ください。  
 ● 本カタログ掲載装置には多くの特許権及び実用新案権取得製品を含んでおります。類似品にご注意ください。● 無断転載・複写を禁ず。