


取扱説明書

Instruction Manual

ステンレスエコノミーカート

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、『取扱説明書』をお読みになって正しくお使いください。またお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。



ご使用時の注意事項

- 本製品は床面が平滑なところでご使用ください。凹凸状態のところでのご使用は本体やキャスターの破損の原因となります。
- ステンレス板の切断面に直接手を触れないでください。
- 使用中にガタツキや異音が発生した場合には直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。そのままご使用になりますと破損、ケガの原因となります。

お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤か0A機器クリーナーを使用してください。

製品仕様

品番	0-5696-01	0-5696-02	7-7714-01	7-7714-02
型番	S	W	SA4	WA4
幅×奥行×高さ（mm）	450×300×750	600×450×750	450×400×750	600×450×750
引出し内寸法	220×285×87mm		232×337×109mm	
材質	本体/ステンレス ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 引出し/ABS樹脂			
キャスター	Φ50mmゴム製（ストッパーなし）			
対応仕切り板（別売）	0-2484-03 HB5-001仕切板タテ 0-2484-04 HB5-001仕切板ヨコ		0-2474-04 HA4-001仕切板タテ 0-2474-05 HA4-001仕切板ヨコ	
取付可能仕切数	縦横各3枚			

製品保証

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は裏面保証規定により修理いたします。

品 名			
型 式			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ 商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

■ 修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

MADE IN JAPAN

2019年12月初版作成