

作成日 2003年 7月22日
改訂日 2010年 2月19日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 ピュアーソフトPS
会社名 株式会社 アルボース
住所 大阪府中央区備後町2-4-9 (日本精化ビル)
電話番号 06-6204-4466 FAX番号 06-6204-1400
担当部門 開発部
緊急連絡先 078-413-3663 (開発部)
整理番号 AC-22

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性：	火薬類	分類対象外
	可燃性・引火性ガス	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス	分類対象外
	高压ガス	分類対象外
	引火性液体	分類できない
	可燃性固体	分類対象外
	自己反応性化学品	分類対象外
	自然発火性液体	区分外
	自然発火性固体	分類対象外
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類対象外
	酸化性液体	分類対象外
	酸化性固体	分類対象外
	有機過酸化物	分類対象外
	金属腐食性物質	分類できない
健康に対する有害性：	急性毒性 (経口)	区分外
	急性毒性 (経皮)	分類できない
	急性毒性 (吸入：気体)	分類対象外
	急性毒性 (吸入：蒸気)	分類できない
	急性毒性 (吸入：粉塵、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性と皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性 (単回暴露)	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性 (反復暴露)	分類できない
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境に対する有害性：	水生環境急性有害性	分類できない
	水生環境慢性有害性	分類できない
絵表示又はシンボルマーク：	該当なし	
注意喚起語：	該当なし	
危険有害性情報：	特記事項なし	
国/地域情報：		

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物
化学名又は一般名： 洗淨剤
成分及び含有量：
・石鹼素地
・アニオン系界面活性剤
・保湿剤
・キレート剤
・水

4. 応急処置

吸入した場合： 直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静にする。ひどい場合は、直ちに医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合： 流水にて洗い流す
目に入った場合： 清浄な水で最低15分間以上洗眼した後、直ちに眼科医の手当てを受けること。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗淨する。
飲み込んだ場合： すぐにコップ1～2杯の牛乳または水を飲ませ、誤飲したものを薄めたり食道や粘膜を保護する。無理に吐かせてはいけない。嘔吐や下痢症状が激しかったり様子がおかしい場合は医師に相談する。

5. 火災時の措置

消火剤： この製品自体は、燃焼しない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項： 漏出時の処理を行う際には、ゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。
こぼれた場所はすべりやすいため注意する。
環境に対する注意事項： 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起ささないように注意する。
除去方法： 漏出源を遮断し、漏れをとめる。
少量の場合は、吸着剤（おがくず・土・砂・ウエス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。
大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い
技術的対策： 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。
注意事項： 特記事項なし。
安全取扱い注意事項： 特記事項なし。
保管
安全な保管条件： 密栓し、直射日光の当たらない場所に保管する。
幼児の手の届かないところに保管する。

8. 暴露防止及び保管上の注意

設備対策： 必要なし。
管理濃度： 濃度規制なし。
許容濃度： 設定されていない。
保護具： 必要に応じゴム手袋、保護眼鏡、マスクを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态:

外觀: 黄色透明液体
臭い: 僅かな原料臭
pH: 8.7
引火点: データなし
爆発特性: データなし
比重: 1.02
溶解性: 水に良

10. 安定性及び反応性

安定性: 通常条件で安定。
反応性: 酸性洗剤及び逆性石鹼と混合しない。
危険有害な分解生成物: データなし。

11. 有害性情報

急性毒性: データなし。
発癌性: データなし。
変異原性: データなし。

12. 環境影響情報:

データなし。

13. 廃棄上の注意:

大量に浄化槽、河川に廃棄しない。

14. 輸送上の注意

注意事項: 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめて、転倒、落下、損傷がないよう積み、荷くずれの防止を確実に行う。
国連分類: 国連の基準で評価して危険物に該当しない。

15. 適用法令

化学物質管理促進法 (PRTR法): 第一種指定化学物質 該当せず
第二種指定化学物質 該当せず
労働安全衛生法: 法第57条の2 通知対象物質 該当せず

16. その他の情報

記載内容の問い合わせ先: 株式会社 アルボース
住所 神戸市東灘区本山南町5-4-55
担当部門 開発部
電話番号 078-413-3663 FAX番号 078-413-3986

【注意】

この情報は新しい知見及び試験等により改正されることがあります。
内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。
法令の改正及び新しい知見に基づいて改正されることがあります。
注意事項は通常の手配を対象としたものですが、特別な手配をする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を講じた上で実施願います。
すべての化学品には未知の有害性があり得るために、手配には細心の注意が必要です。
ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。