




番号	名称	数	備考
①	本体	1	SUS304 t0.6 ヘアライン
②	扉	2	枠: SUS304 t0.8 ヘアライン 透明ガラス入り
③	網棚	2	SUS304 電解研磨 (付属品)
④	ファン・ヒータースイッチ	1	
⑤	殺菌灯スイッチ	1	
⑥	パイロットランプ	1	ファン・ヒーター運転確認用
⑦	タイマー	1	0~3分、0~30分、0~3時間、0~30時間 レンジ切替
⑧	ヒューズホルダー	1	ヒューズ: 7A (5×20 ガラス管ヒューズ)
⑨	殺菌灯	1	15W×1灯 (東芝 GL-15)
⑩	マイクロスイッチ	1	扉開閉時、殺菌灯の自動ON/OFF用
⑪	電源コード	1	3Pプラグ付コード 1.5m OAアダプター付
⑫	ゴム足	4	
⑬	マグネット	2	



訂正

・	・
・	・
・	・
・	・

アズワン株式会社

担当	設計	製図	検図
----	----	----	----

寸法 SIZE
W600xD370xH842

縮尺 SCALE
1:10

年月日 DATE
2007/05/14

名称 TITLE
殿 ドライキャビネット
図面 PROJECT NAME
仕様図

NO.
D8
図面番号 DWG.NO.