

製品情報シート

SJ19-191226-001

作成日: 2019 年 12 月 26 日

改定日: 年 月 日

1. 製品及び会社情報

製品名	除菌液 XZ - 100
品番	7-7884-01、-51
会社名	アズワン株式会社
住所	〒550-8527 大阪市西区江戸堀 2-1-27
担当部門	品質保証部
電話番号	06-6447-8614
FAX番号	06-6447-8664

2. 危険有害性の要約

危険有害性	常温の取り扱いでは特に危険性はない。
-------	--------------------

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物
成分(主成分)	混合アミノ酸、植物抽出エキス、穀物抽出エキスなど
添加剤	食品添加物 PH 調整剤 他

4. 応急措置

特別な応急措置が必要となる危害要因はない。

飲み込んだ場合	特に危険性はないが大量に摂取すると下痢を起こす可能性あり。
皮膚に付着した場合	皮膚に対する危険性はないが、次の場合僅かに危険性あり。 高濃度で皮膚への長時間接触による刺激性あり。正常な皮膚には殆ど浸透性しないが、高濃度で長時間接触による掻痒感、発赤などの症状が現れるおそれあり。
目に入った場合	直ちに清浄な水で洗い流し、症状により医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	水系製品で引火性なし、ウォーターズプレー、ミストあるいは泡沫を使用すること。
消火方法	不燃製品。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	適切な用具を使用し、漏出した液体を廃棄容器に収容すること 床面に水を撒いて洗浄し廃棄する。
環境に対する注意事項	高濃度状態で大量に漏出した場合は水道水などで希釈し環境への影響を起こさないよう注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

本製品は、一般的な材料特性に適合した取り扱いをお願いいたします。

取扱い上の注意事項

眼、皮膚及び衣服への長時間の接触を避ける。容器を閉めておく。十分に換気できる場所で使用する。
取り扱い後は完全に洗浄する。

保管上の注意事項

容器を完全に密閉する。直射日光を避け、屋内、常温(30℃以下)で保存する。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止

設備対策

適切な換気を行う。専門家の指示を受ける事。

保護措置

必要に応じて、マスク、保護メガネ、手袋、ブーツなど保護具などを着用する。

9. 物理的及び化学的性質安全性

色

透明

臭気

無臭に近い

10. 安定性及び反応性

安定性

常温では安定。

可燃性

水性で不燃性。

11. 有害性情報

急性毒性・慢性毒性

経口急性毒性(LD50):2,000mg/kg以上。

その他の毒性

高濃度で皮膚への長時間接触。

高濃度で直接吸入の場合の肺に対する刺激性おそれあり。

12. 環境影響情報

生体毒性

生体毒性(魚毒性等) 知見無し。

生体蓄積性(魚濃縮性等) 知見無し。

BOD/COD 知見無し。

生分解性 知見無し。

土壌移動性 知見無し。

分解生成物 水

13. 廃棄上の注意

少量廃棄の場合には水に希釈して廃棄する。

大量廃棄の場合には産業廃棄物処理認定業者に委託して処理すること。

国、都道府県並びにその地方の法規、条例に従う事。

14. 輸送上の注意

取り扱い、荷造り、包装、表示、輸送を行う事。国、都道府県並びにその地方の法規、条例に従う事。

15. 適用法令

UN Class

情報なし。

IMDG

情報なし。

輸送規制

該当なし。

16. その他の情報

記載した内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、以上の情報は新しい知見により、改定されることがあります。注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いをした場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。本製品を使用するにあたって、提供された情報を適用するかどうかの最終的な決定は使用者の責任で行ってください。すべての物質は未知の危険性を呈する可能性があり、ここで示した危険性は起こりえる全ての危険性を網羅した物であるという事を保証するものではありません。以上は情報提供であります。以上の内容は、本情報による指示に従って本物質がとり扱われた場合でも本物質の取り扱いによって生じる損害等の結果に対する責任については一切責任を負えません。