





番号	部 品 名	仕 様	数	備考
1	天板	ポリプロピレン	1	ホワイト
2	支柱	アルミニウム	2	アルマイト
3	取手	楕円パイプ 46×20t1.6	2	ホワイト
4	脚	STKMR-D 40×16t1.6/SPCC t2	1	ホワイト
5	脚カバー	塩化ビニール	2	ホワイト
6	バンパー	合成ゴム	4	グレー
7	キャスター	PA6 Ø100 ブレーキ付2個	4	グレー
8	折り畳み天板	両面低圧メラミン化粧板、パーティクルボード	1	ホワイト
9	引出浅型	A B S樹脂	1	ホワイト
10	棚板	SPCC t0.8	1	ホワイト
11	転倒防止バー	SS400 Ø6	4	C rメッキ
12	サイドネット	SSØ4、Ø3	1	白コーティング



・製品質量：20kg

検図

設計

尺度

1/10

単位

mm

品番

8-8975-11
8-8975-12

図名

カレンカートⅡ SC-PC1P
SC-PC1B

2017・5・31

2017・5・31