



固定棚板寸法



8	架台部	1	PVC 黒
7	扉キャッチ	4	C-56-CE-4
6	鍵	1	L-65-SUS SUS430/ZDC
5	樹脂丁番	4	TH-141-2 アイボリー PA
4	扉取手	2	AP-268-2-Ivory ABS樹脂
3	パネル材	1	PVCアイボリー t3
2	コーナージョイント	24	PVC成型品 白
1	本体フレーム	1	PVC成型品 白
番号	部品名	数量	記事

アズワン株式会社

担当 設計 製図 検図
川端 TS 森川 佐伯

寸法 SIZE
W900×D450×H800

縮尺 SCALE
1:8

年月日 DATE
2010/08/18

名称 TITLE
殿 ユニット型エンビ薬品庫下段DK900H

NO.
C2

図面 PROJECT NAME
仕様図

図面番号 DWG.NO.
66146-01

この図面は、アズワン株の財産であり、アズワン株の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン株の利益を損なう行為をしてはならない