





3-4462-22

2-M4バーリング
(壁面固定金具取付用)



注. 外面ハ SUS430-HLトスル
内面ハ SUS430-2Bトスル
内面補強ハ SECCトスル
本体ハ T0.8トスル
引出ハ T0.6トスル
500mlボトル最大収納数=144本

訂正	アズワン株式会社				名称	耐震ステンレス薬品庫(SUS430) SS-1845S4	図面	図面番号 IS-10183-00	
	担当	設計	製図	検図	寸法	W450×D700×H1800			縮尺