








注. 外面 ハ SUS430-HLトスル
内面 ハ SUS430-2Bトスル
内面補強ハ SECCトスル
本体 ハ T0.8 トスル
引出シハ T1.0 トスル

訂正	-	-	アズワン株式会社				概尺	年月日	図面	名称 耐震ステンレス薬品庫 WG-990S4	No. IS-10186
	-	-									
	-	-									
	-	-									
			担当	設計	製図	検図	寸法				
							W900×D700×H900	1/12	2010- 4-26		