





3-4463-22

2-M4バーリング
(壁面固定金具取付用)



注. 外面 H SUS430-HL トスル
 内面 H SUS430-2B トスル
 内面補強 H SECC トスル
 本体 H T0.8 トスル
 引出シ H T0.6 トスル
 500mlボトル最大収納数=132本

訂正	アズワン株式会社					名称	セキュリティ薬品庫(SUS430) SQ-1845S4	No
	担当	設計	製図	検図	寸法	縮尺	年月日	図面番号
					W450×D700×H1800	1/12	2010-05-21	製品図 IS-10190-00