







品番	0-6971-01	0-6971-02	0-6971-03
商品名	シリコンマスク No. 5 成人用大 400010171	シリコンマスク No. 4 成人用中 400010178	シリコンマスクNo. 3成人用小／小児用大 400010172
接続径 (mm)	内径22	内径22	内径22
W×D×H	W88XD130XH75	W88XD116XH74	W80XD100XH66
手書図	 <p>NO.5</p>	 <p>NO.4</p>	 <p>NO.3</p>

品番	0-6971-04	0-6971-05	0-6971-06
商品名	シリコンマスク No. 2 小児用(小) 400010173	シリコンマスク No. 1 乳児用(大) 400010174	シリコンマスク No. 0 乳児用小 400010175
接続径 (mm)	内径22	外径15	外径15
手書図	 <p>NO.2</p>	 <p>NO.1</p>	 <p>NO.0</p>

※実測値ですので、多少の誤差はあります。