

## 取扱説明書

Instruction Manual

商品名：クリーンルーム用踏み台

商品コード：4-2071-01～03

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただく為に『取扱説明書』をお読み  
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ  
に大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用  
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ  
ところに添付して下さい。



### ＜取扱注意事項＞

- ・平坦な床でご使用ください。
- ・踏み台以外の目的に使用しないでください。
- ・改造及び分解はしないでください。
- ・本製品は屋内用です。
- ・耐荷重以上の荷重をかけないでください。

### ＜仕様＞

品番	H100	H200	H300
材質	SUS304		
サイズ mm	500×350×100	500×350×200	500×350×300
重量	約 6.8kg	約 7.2kg	約 7.5kg
耐荷重	100kg		

### ＜特徴＞

- ・H100 と H200(または H300)を並べて使用すると、  
2 段式としてもご使用いただけます。
- ・天板は SUS304 製のポリカプレート使用ですの  
でクリーンルーム、食品、化学工場、研究室など  
のご使用に最適です。
- ・アジャスター付きですので、微調整が可能です。



H100



H200



H300

Made in Japan

2020 年 4 月 初版作成

# アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

お問い合わせ  
専用 URL

<https://help.as-1.co.jp/q>