

5-5043- \* \* フッ素樹脂成型ひしゃく 延長例

ひしゃく(-01)



+延長用ねじ込取手(-11) × 1




+延長用ねじ込取手(-11) × 2



※延長ねじ込取手について※

○メスねじ(同じ)    ○オスねじ(同じ)



ひしゃくについている柄も延長ねじ込取手と同じものです。  
持ち手のところにねじが切っている為何本も延長できます  
が、その分重くなります。  
2本以上の延長は横に持った時自重等で折れやすくな  
破損の可能性があります。