

## 取扱説明書

Instruction Manual

商品名：水切りワゴン(水受けバット付)  
商品コード：3-8845-01

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただく為に『取扱説明書』をお読み  
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ  
に大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用  
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ  
ところに添付して下さい。

### ⚠️<取扱注意事項>

- ・本製品の上に乗らないでください。  
転倒してケガをしたり、破損する恐れがあります。
- ・改造及び分解はしないでください。
- ・本製品は屋内用です。
- ・本体や他の部分に、強い衝撃を与えたり無理な力を加え  
ると、ひずみが生じたり、転倒してケガをする恐れがありま  
すので、丁寧に使用してください。
- ・水平で安定したところでご使用ください。
- ・エレベータ等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちな  
いように、ご注意ください。
- ・キャスターのロックをしたまま移動しないでください。

### <仕様>

- ・サイズ：353×530×945
- ・水切りカゴサイズ：外寸法(mm)/355×475×165  
(7-5650-03) 内寸法(mm)上部/305×425  
下部/260×380
- ・水受けバット：外寸法(mm)：480×360×42  
(1-4617-03) 内寸法(mm)：334×459×38
- ・材質：本体/ステンレス(SUS304)  
水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)  
水受けバット/PP(ポリプロピレン)
- ・キャスター：φ50mm(対角ストッパー付き)



### <ご使用方法>

- ・水受けバットは前後にスライドすることができます。
- ・水切りカゴを取り外す際は上段から取り外してください。

### ⚠️<注意>

- ・水受けバットを出したまま走行しないでください。

**アズワン株式会社**

## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

商 品 名	
品 番	
型 番	
保 証 期 間	お買い上げ日より 1 年間
お 買 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	様
ご 住 所	TEL:
取 扱 い 店 名	担当者印
住 所	TEL:

**アズワン株式会社**

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**アズワン株式会社**

#### ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

お問い合わせ  
専用 URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

#### ■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

お問い合わせ  
専用 E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

Made in Japan

2018 年 1 月 初版 作成