



| No. | 名称 | 数量 | 仕様 |
|-----|------------------|----|--|
| ① | レック (CLS-460) | 2 | SUS304 φ67イヤ 留具:ホリアセタル樹脂 |
| ② | レック (CLS-610) | 2 | SUS304 φ67イヤ 留具:ホリアセタル樹脂 |
| ③ | 棚板 (PEC460x610) | 2 | スチール 2.3t φ3.5-φ67イヤ ハウダコーティング 7-スケレ色 |
| ④ | サイドハンドル (SHS-46) | 1 | SUS304 φ22H'イ' |
| ⑤ | テパイター (SDB-46) | 2 | SUS304 φ6.5-3.5 |
| ⑥ | 棚板 (S0460x910加工) | 1 | SUS430 1.2t A7-ライン仕上 |
| ⑦ | キャスター (SC-100S) | 2 | φ100 コム車 スチール金具 |
| ⑧ | キャスター (SC-100) | 2 | φ100 コム車 スチール金具 |
| ⑨ | バグ取付棒 (335x460) | 1 | SUS304 φ28x16槽円H'イ' |
| ⑩ | 支柱 (P-717) | 4 | SUS430 φ25 1.2t #400仕上 |
| ⑪ | 支柱 (P-755) | 2 | SUS430 φ25 1.2t #400仕上 |

| | | | |
|--------------|-----------|---------|------------|
| name | オムツ交換車 A型 | date | 2013.02.06 |
| pattern | | form | A3 |
| sheet number | AS-A | drawing | tsushima |
| | | unit | mm |
| | | scale | 1/10 |