



純度レベル						
チップの Eppendorf 純度レベル	Eppendorf Quality™	Eppendorf sterile	Eppendorf PCR clean	Eppendorf sterile および PCR clean	Eppendorf Forensic DNA Grade <sup>3)</sup>	Eppendorf Biopur®
<b>以下の関連基準に基づく継続的な品質管理：</b>						
機能、気密性、再現性	■	■	■	■	■	■
低湿潤特性	■	■	■	■	■	■
高い耐薬品性	■	■	■	■	■	■
高い耐熱性	■	■	■	■	■	■
遠心分離に対する高い耐性 <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■
高い透明性	■	■	■	■	■	■
精密な形状	■	■	■	■	■	■
<b>以下の純度基準に基づくロット試験<sup>2)</sup>（認証）：</b>						
Pyrogen-free（エンドキシンフリー）		■		■		■
滅菌（Ph.Eur./USP）		■		■		■
ヒト DNA フリー			■	■	■	■
DNA フリー （ヒト + バクテリア DNA）						■
DNase フリー			■	■	■	■
RNase フリー			■	■	■	■
PCR 阻害物質フリー			■	■	■	■
ATP フリー						■
<b>Eppendorf チップ</b>						
epT.I.P.S.® Standard、Box および Set	■					
epT.I.P.S.® Reloads	■		■			
epT.I.P.S.® Racks						■
epT.I.P.S.® Singles						■
ep Dualfilter T.I.P.S.®				■	■	
ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax				■		
ep Dualfilter T.I.P.S.® LoRetention				■		
Combitips advanced®	■		■		■	■
epT.I.P.S.® LoRetention	■		■	■		
epT.I.P.S.® Motion	■	■				
epT.I.P.S.® Motion フィルターチップ		■	■	■		

<sup>1)</sup> 耐遠心力に関する詳細は、それぞれの製品のカタログをご覧ください。<sup>2)</sup> ロットごとの証明書は [www.eppendorf.com/certificates](http://www.eppendorf.com/certificates) からダウンロードできます。<sup>3)</sup> ISO 18385 準拠。



[www.eppendorf.com/puritygrades-brochure](http://www.eppendorf.com/puritygrades-brochure)