



番号	名称	数量	仕様
1	尿器(便器)用ホルダー掛枠	1	SUS304 22×22 角パイプ ミガキ
2	本体	1	SUS304 25×25 角パイプ ミガキ
3	貯尿用ホルダー掛枠	1	SUS304 22×22 角パイプ ミガキ
4	レベルアジャスター	4	LAMP H-KU-1354
5	角中栓	2	LAMP H-KN-1157
6	バット	2	SUS304 1.0t ミガキ



訂正	アズワン株式会社				名称 貯尿便尿器掛台			No.
	担当	設計	製図	検図	寸法 W650xD480xH1100	縮尺 A3 1/10	年月日 2002.05.13	図面 I 型 図面番号