



番号	名称	数量	仕様
1	尿器用ホルダー掛枠	1	SUS304 22×22 角パイプ ミガキ
2	本体	1	SUS304 25×25 角パイプ ミガキ
3	便器用ホルダー掛枠	1	SUS304 22×22 角パイプ ミガキ
4	貯尿用ホルダー掛枠	1	SUS304 22×22 角パイプ ミガキ
5	レベルアジャスター	4	LAMP H-KU-1354
6	角中柱	2	LAMP H-KN-1157
7	バット	2	SUS304 1.0t ミガキ



訂正	アズワン株式会社				名称		貯尿便器掛台		No.
	担当	設計	製図	検図	寸法	縮尺	年月日	図面	図面番号
					W650xD480xH1600	A3 1/10	2002.05.13	II型	