




A部欠視



断面図

	名称	備考
①	本体フレーム	アルミ型材、アルマイト被膜処理
②	パネル	前面：亚克力 透明 背面：アルミ複合板 白
③	扉	亚克力 透明
④	作業面	SUS 304 BA
⑤	ヘッド部分	圧延鋼板+焼付塗装：白
⑥	プレフィルター	不織布：モダ亚克力+ポリエステル
⑦	樹脂製エンドキャップ	ABS グレー
⑧	抗菌防臭HEPAフィルタ	サイズ：200×200×50 集塵効率：0.3μmの粒子 99.97%以上捕集
⑨	ヒューズ	ワス管ヒューズ 5×20 15A
⑩	電源コード	接地2P プラグ付 1.5m
⑪	蛍光灯	15W 4P
⑫	蛍光灯スイッチ	夜間スイッチ 非照光式
⑬	ファン	消費電力：45W (50/60Hz) 処理風量：10m ³ /min
⑭	ファンスイッチ	照光式夜間スイッチ