



	名称	備考
①	本体フレーム	① アルミ型材、アルマイト被膜処理
②	パネル	② 前面：アクリル 透明 背面：アルミ複合板 白
③	扉	③ アクリル 透明
④	作業面	④ SUS 304 BA
⑤	ヘッド部分	⑤ 圧延銅板+焼付塗装：白
⑥	プレフィルター	⑥ 不織布：モダアクリル+ポリエステル
⑦	樹脂製エンドキャップ	⑦ ABS グレー
⑧	抗菌防臭HEPAフィルタ	⑧ サイズ：200×200×50 集塵効率：0.3μmの粒子 99.97%以上捕集
⑨	ヒューズ	⑨ ガラス管ヒューズ 5×20 2A
⑩	電源コード	⑩ 接地2P プラグ付 1.5m
⑪	蛍光灯	⑪ 15W 8W
⑫	蛍光灯スイッチ	⑫ 投動スイッチ
⑬	ファン	⑬ 消費電力：45W (50/60Hz) 処理風量：10m³/min
⑭	ファンスイッチ	⑭ 周光式投動スイッチ

記事：A部矢視、側断面図は別紙図番：38955-02参照

