





8-1651-03

製品仕様表

電源	単相	100V	574W
外観寸法	675 ^W ×	390 ^D ×	470 ^H mm
温度調節器	有無	30℃~60℃	サーモ式
プラグ形状	2P 15A ストレート式		
品番	名 称	仕 様	個数
1	本体	SUS 430 ミガキ	1
2	殺菌灯	6W	4
3	電源スイッチ		1
4	タイマー	30分タイマー	1
5	温度調節器	30℃~60℃	1
6	電源コード	1.25 × 2	2M
7	扉取手		1
8	哺乳びんバスケット	SUS 304 ミガキ	1
9	乳首バスケット	SUS 304 ミガキ	2
10	ヒーター	100V 550W	1
11	のぞき窓		1
12	ゴム脚		4



適合コンセント形状



2P.15A.ストレート