








A部断面図



扉最大開時2042



側断面図

背面図

	名称	数量	備考
①	本体フレーム		アルミ型材
②	パネル		側面/背面: アルミ複合板 白
③	扉	1	ポリカーボネート 透明
④	作業面	1	SUS 304 BA
⑤	ヘッド部分		圧延鋼板+焼付塗装: 白
⑥	キャスター	4	φ65 ウレタン車輪 前2個ストッパー付
⑦	アジャスター	4	ナイロン製組立ボルト M10
⑧	プレフィルター	1	不織布: モダアクリル+ポリエステル
⑨	抗菌防臭HEPAフィルタ	1	サイズ: 450×450×50 集塵効率: 0.3μmの粒子 99.97%以上捕集
⑪	電源コード	1	接地2P プラグ付 約2.5m
⑫	漏電ブレーカー	1	30AF 15AT 30mA
⑬	蛍光灯	1	15W
⑭	蛍光灯スイッチ	1	波動スイッチ 非照光式 黒色
⑮	ファン	1	ターボファンモーター 処理風量: 5.0m³/min
⑯	ファンスイッチ	1	照光式波動スイッチ
⑰	殺菌灯	1	15W
⑱	殺菌灯スイッチ	1	波動スイッチ 非照光式 黒色