




型番	SB-5N
外寸	(W)350mm×(D)400mm×(H)1277mm
充填材	PP製サミットリング
処理能力	7m ³ /min以下
ダクト径	φ150mm
重量	24Kg
付属品	φ150mm×5m ダクトホース φ150mm ホースバンド 2ヶ
電源	AC100V 50/60Hz 電源コード 3P×3m 0Aアダプター付



訂正	・	・	アズワン株式会社				殿	名称 TITLE	コンパクトスクラバー SB-5N	NO. H1
	・	・						図面 PROJECT NAME		
	・	・	担当	設計	製図	検図	寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	
	・	・		T.S			(W)350mm×(D)400mm×(H)1277mm	1: 10		仕様図