


型番	SB-10N
外寸	(W)400mm×(D)500mm×(H)1407mm
充填材	PP製サミットリング
処理能力	10m ³ /min以下
吸排気口	外径φ198mm (φ200ダクト接続用)
重量	35Kg
付属品	φ200mm×5m ダクトホース φ200mm ホースバンド 2ヶ
電源	AC100V 50/60Hz 電源コード 3P×3m OAアダプター付



訂正	・	AS ONE 株式会社	名称 TITLE				NO.				
	・		コンパクトスクラバー SB-10N				H1				
	・		担当	設計	製図	検図	寸法 SIZE	縮尺 SCALE	年月日 DATE	図面 PROJECT NAME	図面番号 DWG.NO.
	・		T.S				(W)400mm×(D)500mm×(H)1407mm	1:10	2005.01.05	仕様図	