



シンクトップ	ステンレス (SUS304) : t=1.0mm 表面: パフ研磨仕上 (裏面: 防露処理) ステンレス (SUS304) 製排水トラップ付 (40A) 排水口目皿付
本体主材	フレーム: 一般構造用角形鋼管: 粉体塗装仕上 繋ぎビーム: 冷間及び熱間圧延鋼板: 粉体塗装仕上 背面パネル: 冷間圧延鋼板: はめ込み式: 粉体塗装仕上 側面パネル: 冷間圧延鋼板: 粉体塗装仕上 アジャスター: ポリエチレン製 (ネジ長: 50mm)
付属品	台付三方口化学水栓: 1個
台数	1台

※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。

名称 TITLE	ASSREスチール実験台
図面 PROJECT NAME	流し台 EAN-1260